

Problem med att få LibreLinkvärden till diasend® så att din vårdgivare kan se dina glukosdata?

Logga in på ditt diasend®konto och återansluta LibreLink appen till diasend®.

1. Skanna Libresensorn.
2. Logga in på ditt diasend®konto på www.diasend.com
3. Klicka på "Anslut app".
*3. Klicka på "Koppla från" under "Abbott FreeStyle LibreLink (om detta alternativ finns. Annars går du till steg 4).
4. Klicka på "Anslut" under "Abbott FreeStyle LibreLink.
5. Beroende på cookies i webbläsaren du använder så poppar ett fönster från LibreView upp, eller inte. Här behöver du i så fall ange inloggningsuppgifterna till LibreLink-kontot. Dvs samma inloggning som till din LibreLink app i mobiltelefonen och följa instruktionerna.
6. I diasend® ska det nu stå "Koppla från", vilket tyder på att anslutningen är återupprättad.
7. Skanna Libresensorn igen. Synkningen hoppar inte alltid igång direkt även om det brukar vara snabbt. Om du fortfarande efter 6 timmar inte ser någon data i ditt diasend®konto på www.diasend.com så får du kontakta oss så att vi kan kolla vidare.

Ring Diasend för guidning med detta, tel 031-762 88 88 .